



**ANACLIN**  
LABORATORIOS

## **INSTRUCCIONES DE USO**

Fecha:  
10/05/2022

REFERENCIA: 330

DESCRIPCIÓN: Envase aséptico 3L orina 24 horas para tubo de vacío

### **¿CÓMO DEBE RECOGER LA MUESTRA?**

1. Al levantarse, deseche la primera orina de la mañana. Es muy importante que anote con un rotulador la hora como referencia en el recipiente que utilizará para recoger la muestra.
2. Tras desechar la primera orina de la mañana, recogerá **TODA LA ORINA** que haga en las siguientes 24 horas, es decir, durante todo ese día y durante la noche anterior a la entrega en el Laboratorio.
3. Durante todo el tiempo que dure el proceso, mantener el recipiente refrigerado en la nevera.
4. El día de la entrega, levántese a la misma hora que el día anterior, recoja la primera orina en el recipiente, y toda la orina hasta que se cumplan las 24 horas desde la hora anotada inicialmente. Llévela lo antes posible al Laboratorio.
6. Si por alguna razón, no se echa en el recipiente alguna cantidad de la orina emitida durante esas 24 horas, puede que la prueba no sea exacta y tenga que repetírsela de nuevo.
7. Si le han facilitado un tubo de vacío para entregar la muestra anote en el tubo la cantidad de orina que corresponda en la escala graduada. Cierre bien el recipiente y con una mano en el asa y la otra en la tapa de la vuelta varias veces al envase para que la muestra sea homogénea. Levante la pegatina protectora situada sobre la tapa del recipiente y situando el envase sobre una superficie plana y sólida con la tapa hacia arriba, inserte el tubo por la parte del tapón en el orificio de la tapa y húngalo hasta el fondo del agujero. Mantenga el tubo en esta posición y espere a que se rellene por completo antes de retirarlo (algunos segundos). Entregue el tubo con la muestra de orina en el laboratorio.

### **OBSERVACIONES**

- Si en el momento de solicitar el análisis existe flujo menstrual, se debe esperar a que éste finalice para realizar la recolección de la orina de 24 horas.
- Lávese los genitales (las señoras los labios mayores; los señores: la zona alrededor de la punta del pene) y seque bien la zona.
- Lávese las manos antes y después de orinar y evite el contacto con la orina en todo el proceso para no contaminarla.
- Si usted tuvo algún incidente durante la recogida de la muestra, le rogamos lo comunique al laboratorio al entregar la muestra.